

Kỹ thuật nuôi cút con

I. GIỐNG:

Nên chọn cơ sở nuôi cút tốt có uy tín để mua cút giống. Chọn cút con nặng từ 6-8g. nhanh, khỏe, không dị tật, hở rốn, loại bỏ những con nở chậm.


II. KỸ THUẬT NUÔI

1. Lồng úm cút con: (hình 1)

☐☐☐☐☐ - Úm trên trấu hay sàn lưới☐

☐☐☐☐☐ - Ba ngày đầu nên lót giấy có xoi lỗ nhỏ để cút con không bị trượt, dễ bệt chân.

☐☐☐☐☐ Lồng úm nên để nơi thông thoáng và cách ly với mèo, chuột, chó.



☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Hình 1

2. Mật độ úm:

☐☐☐☐☐ - Tuần thứ nhất: 200 con/ mét vuông

☐☐☐☐☐ - Tuần thứ hai: ☐☐☐☐☐ 100 con/ mét vuông.

☐☐☐☐☐ - Tuần thứ ba: ☐☐☐☐☐ 50 con/ mét vuông.

3. Nhiệt độ úm:

☐☐☐☐☐ - Sưởi ấm lồng úm 15 đến 30 phút trước khi đưa cút con vào lồng úm.

☐☐☐☐☐ - 1-3 ngày tuổi: 35°C - 38°C

☐☐☐☐☐ - 4-7 ngày tuổi: 32°C - 35°C

☐☐☐☐☐ - 8-14 ngày tuổi: 28°C - 32°C


Tuần thứ ba trở đi: không cần sưởi.

Trong thời gian úm cần quan sát: nếu chúng tùm tùm vào 1 góc chuồng hay ở chỗ đèn úm là biểu hiện chúng bị lạnh. Nếu cút tản ra đều, ăn uống bình thường là nhiệt độ đủ ấm. Điều chỉnh nhiệt độ trong lồng úm bằng cách nâng lên hoặc hạ thấp bóng đèn tùy theo điều kiện nhiệt độ ngoài trời. nếu trời mưa lạnh và ban đêm thì hạ thấp bóng đèn xuống. Khi trời nắng ban ngày thì nâng cao bóng đèn lên.

4. Máng ăn máng uống: (hình 2)

Dùng máng ăn 20cm x 10cm x 1,5cm cho cút con trong 2 tuần đầu: 2-4 máng cho 300 con.

Dùng máng ăn dài 0,8m: 1 máng cho 25 con.



Hình 2: Máng ăn và máng uống cho cút con

Số tt	Nguyên liệu	Khẩu phần tính trong 10 kg
1	Bắp	1kg
2	Tấm	3
3	Cám nhuyễn	1
4	Bột đậu xanh	1
5	Bột đậu nành	1
6	Bột cá lạt	1,5
7	Bánh dầu đậu phộng	1,2
8	Bột sò + xương	0,2
9	Pemix khoáng	0,05
10	Pemix vitamin	0,05
11	Vitamin ADE gói 10g	6 gói

Ghi chú: có thể sử dụng bắp 3 kg và tấm 1 kg, tùy theo giá cả và nguồn thức ăn sẵn có.

5. Thức ăn:

■■■■■■■■■■ Cút con 1 – 25 ngày tuổi: cho ăn không hạn chế và suốt ngày đêm. Phương pháp cho ăn là đổ ít một (khoảng 1/3 phần máng).

■■■■■■■■■■ Khẩu phần: mua tại các đại lý bán thức ăn gia súc hoặc có thể tự trộn theo công thức sau:

III. PHÒNG BỆNH

■■■■■■■■■■ Chương trình phòng chống bệnh cho cút có thể áp dụng như sau:

Ngày tuổi	Thuốc	Liều sử dụng	Hướng dẫn
Ngày 1-3	Coli Taravet	1g/lít nước liên tiếp 3 ngày	Phòng chống stress
Ngày 5-12	ANTICOC	2g/lít nước, dùng 3 ngày, nghỉ 3 ngày	Phòng bệnh ấu trùng
Ngày 10	Tri Alplucine	1g/5lít nước, dùng 3 ngày	Phòng CRD và thương hàn
Ngày 20	Vitamino	1g/5lít nước cho uống 3 ngày liên tiếp	Tăng lực, tăng sức đề kháng
Ngày 30	Tri Alplucine	5g/5lít nước, cho uống 3 ngày liên tiếp	Phòng CRD và thương hàn